

trainer - USB

Art: 561475 | Merk: [THERATRAINER](#)



Productinformatie

THERA-soft is een therapeutische trainingssoftware die speciaal werd ontwikkeld voor de actief/passief trainers en balance trainer. Afhankelijk van het therapeutisch doel en in combinatie met de juiste Thera-trainer biedt THERA-soft de volgende mogelijkheden:

- Motivatie van de gebruiker via aangepaste spelletjes of reële videoroutes
- Trainen van zowel cognitief als fysiek aspect
- Gerichtte training van actie- en reactiesnelheid
- Trainen van gecombineerde bewegingsvaardigheden
- Documentatie en evaluatie van alle belangrijke trainingsparameters
- Intuïtieve user interface waar alle trainingsvormen makkelijk kunnen aangepast worden in functie van de doelstelling en gebruiker
- Patiëntendatabase:
 - Gedetailleerde analyse van elke training per patiënt
 - Evaluatie van alle trainingsresultaten in de tijd
 - Planning van het trainingsverloop

De software herkent via een draadloze connectie het toestel waarmee gewerkt wordt en opent nadien de juiste trainingscontent (cycling of standing & balancing). Toestellen compatibel met deze software:

- Thera-trainer Mobi 2,7"
- Thera-trainer tigo 2,7" - 5,7" - 7" - 10'4"
- Balance trainer Balo/Coro

Software wordt via een eenmalige licentiecode geïnstalleerd op een PC (niet meegeleverd) .

Systeemvereisten PC:

- Processor: i3-4170 of vergelijkbaar
- RAM: 4 GB of meer

- Harde schijf opslagruimte: 20 GB
- Grafisch bord: Intel HD Graphics 4400 of vergelijkbaar
- Bluetooth 2.1 interface
- Windows 7, 8 of 10
- Aanbevolen schermresolutie: 1920 x 1080