

Reflexhamer Babinsky - 20 cm

gymna

Art: 9149154 | Merk: [KAWE](#)



Productinformatie

De babinsky reflexhamer is in twee richtingen verstelbaar en uitgevoerd met een ronde kop. Het handvat is van roestvrij RVS staal voor duurzaamheid en levensduur.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- In twee richtingen verstelbaar
- Uitgevoerd met ronde kop
- RSV staal/li>
- 20 cm lang

INHOUD

- 1x Reflexhamer Babinsky