

Polar H9 hartslagsensor + borstband - M-XXL

gymna

Art: 501360 | Merk: [POLAR](#)



Productinformatie

De POLAR H9 is een **hartslagsensor** met zowel Bluetooth als ANT+ technologie.

Hierdoor connecteert deze met talloze apps of trainingsapparatuur.

- meet de elektrische activiteit van het hart (ECG)
- tot 400 uur batterijduur
- connectiviteit via Bluetooth, ANT+ en 5 kHz transmissie
- machine wasbare borstband, voelt aangenaam zacht op de huid
- waterbestendig tot 30 m

Specificaties

- Afmetingen (l x b x d): 34 x 65 x 10 mm
- Gewicht: 60 g
- Batterij: Lithium primary batterij, niet herlaadbaar, wel vervangbaar