

Saturatiemeter/Pulsoximeter vinger

gymna

Art: AD167597



Productinformatie

Deze compacte vingertop-oxymeter geeft zeer nauwkeurig de saturatie en de polsslag weer. Makkelijk en betrouwbaar in gebruik. Enkel voor volwassenen.

Technische specificaties:

- instelbare helderheid
- 6 weergavemodi
- accuraatheid van 98%
- laag energieverbruik met batterij indicator
- automatische uitschakeling: na 8 seconden inactiviteit
- batterijen: 2 x AAA (inbegrepen)