

Sonde vaginaal - Qines - fijn model - wit (20mm)

gymna

Art: 500901



Productinformatie

- vaginale stimulatiesonde met 2 mm aansluiting, wit.
- geschikt voor elektrostimulatie en feedback
- deze sonde heeft een kleine diameter van 20 mm, specifiek voor patiënten bij wie de standaard vaginale sondes te pijnlijk zijn (bv. bij vaginisme, dyspareunie, bekkenpijn of een nauwe vagina).

Hoe probes reinigen? Gezien het persoonlijke en intieme karakter van incontinentiesondes is het aanbevolen dat iedere patiënt zijn eigen vaginale sonde aankoopt. Om de sondes te ontsmetten adviseren wij TRISTEL DUO ULT (art. 500.906), een medisch desinfectiemiddel dat voldoet aan de Richtlijn voor medische hulpmiddelen IIb (CE-markering). Stop de sonde terug in de verpakking.

Specificaties

- diameter: 20 mm
- lengte: 100 mm
- 2 circulaire elektroden van 10 mm