

function

Art: 581424 | Merk: [TOORX](#)



Productinformatie

De **Toorx Professional Abductor / Adductor** biedt twee oefenvarianten in één professioneel toestel: isolatie van zowel mm gluteï, TFL (abductie) als mm. adductores, gracilis (adductie). Deze dual function machine is ideaal voor commerciële omgevingen zoals fitness, kinestherapiepraktijken en PT-studio's. Dankzij de compacte voetafdruk en multifunctionaliteit is dit toestel bijzonder geschikt voor ruimtes met een beperkte oppervlakte.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- **dubbele functie:** zowel adductie als abductie in één toestel. De onafhankelijke beweegarmen zorgen voor een maximaal trainingseffect op beide benen.
- **verstelopties:** voetenplatform instelbaar op 6 posities.
- **compact ontwerp:** ruimtebesparend en ideaal voor kleinere ruimtes.
- **robuuste constructie:** frame van ovalen (50 × 100 mm) en ronde (60 mm) stalen buizen, 3 mm dik.
- **dubbele heavy duty poedercoating** voor krasbestendigheid.
- **gewichtenstapel:** 90 kg stalen gewichten met pin-selector en beschermkooi - startgewicht 5 kg.
- **pulleysysteem:** premium lagers met nylon-gecoate stalen kabels (Ø 5 mm), belastbaar tot 1500 kg.
- **comfortabele bekleding:** stoel en kussens in high-density foam met PU-bekleding.
- **veiligheidsnormen:** voldoet aan EN20957-1 / EN957-2 klasse S.

Montage: niveau 1

Specificaties

- Afmetingen (L x B x H): 153,6 x 73 x 169 cm
- Gewicht: 226 kg
- Max. gebruikersgewicht: 120 kg
- Gewichtenstapel: 90 kg, startgewicht 5 kg, per 5 kg