

Toorx Professional Leg curl

gymna

Art: 581412 | Merk: **TOORX**



Productinformatie

De **Toorx Professional Leg Curl** is een pin loaded krachtoestel voor het geïsoleerd trainen van de hamstrings. Dit toestel is door zijn design, compacte voetafdruk en gebruiksgemak perfect geschikt voor gebruik in commerciële omgevingen zoals fitness, kinesitherapiepraktijken en PT-studios.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- **geïsoleerde beweging:** seated leg curl
- **verstelopties:** dijbeenfixatie/handgrepen in 5 posities, rugleuning voor-achterwaarts in 8 posities, beenrollen in 4 posities en hefboom in 7 niveaus.
- **compact ontwerp:** ruimtebesparend en ideaal voor kleinere ruimtes
- **robuuste constructie:** frame van ovalen (50 × 100 mm) en ronde (60 mm) buizen, 3 mm dik met dubbele poedercoating
- **gewichtstapel:** 90 kg stalen gewichten met pin-selector en beschermkooi - startgewicht 5 kg.
- **pulleysysteem:** premium lagers met nylon-gecoate stalen kabels (Ø 5 mm), belastbaar tot 1500 kg
- **comfortabele bekleding:** high-density foam met PU-bekleding, anatomisch gevormd
- **Veiligheidsnormen:** voldoet aan EN20957-1 / EN957-2 klasse S

Montage: niveau 1

Specificaties

- Afmetingen (L x B x H): 171,6 x 121,1 x 160,2 cm

- Gewicht: 236 kg
- Max. gebruikersgewicht: 120 kg
- Gewichtenstapel: 90 kg, startgewicht 5 kg, per 5 kg