

Kwell Half Rack Pro

gymna

Art: 579108.N | Merk: [KWELL](#)



Productinformatie

Het **Kwell Half Rack Pro** is een - in Italië ontworpen - **compact rack zonder in te leveren op stabiliteit.**

Door de stalen staanders van 75 x 75 x 3 mm en met een voetafdruk van 1212 (B) x 2400 (H) x 1529 (D) mm, is het perfect voor het uitvoeren van allerlei oefeningen zoals squats, deadlifts, bench presses, pull ups, shoulder presses and rows.

Het J-Hook ontwerp is dubbel vergrendeld met een trekpin om het extra veilig te maken. De veiligheids-squatstangen zijn 610 mm lang en gecoat met een harde dichte kunststof om ervoor te zorgen dat uw barbell beschermd is tegen slijtage.

Samen met een minimaal vloeroppervlak, 6 roestvrij stalen houders voor halterschijven en 2 barbell houders, is dit product de perfecte optie voor wie ruimte een belangrijke factor vindt bij het ontwerpen van de oefenzaal.

Montage: niveau 1

Specificaties

- Hoogte (cm): 240
- Breedte - exclusief haringen (cm): 121
- Diepte (cm): 153
- Nettogewicht (kg): 125
- J-haak laadvermogen (kg): 400

- Draagvermogen veiligheidsstangen (kg): 1000
- Materiaal: Lasergesneden zacht staal
- Afwerking: Zwarte poedercoating
- Een paar J-haken en een paar veiligheidsstangen.
- 6 roestvrijstalen halterschijven en 2 halterhouders.
- 6 bandharingen voor weerstandstraining.