

Red

Art: 195811RR | Merk: GYMNA



Productinformatie

Gymna zitkrukken passen perfect bij de Gymna behandelafels. Samen zorgen ze voor een professionele uitstraling van uw praktijk.

ZITTING

- comfortabel, rond kussen met diameter van 35 cm.
- overtrokken met **dezelfde hoogwaardige Premium bekleding** als de hoog/laag tafels, vrij van phtalaten en biocompatibel.
 - voelt prettig aan en plakt niet aan de huid.
 - sterk, soepel, kleurvast.
 - vlamvertragend, bloed- en urinebestendig.
 - eenvoudig te reinigen met een PH-neutraal zeepsopje.
 - desinfecteerbaar met alcoholvrije desinfecteermiddelen.
 - keuze uit 8 kleuren: uw zitkruk in dezelfde kleur als uw behandelafel.

• ONDERSTEL

- unieke hoogterverstelling: 360° hendel voor makkelijke bereikbaarheid.
- verstelbaar in hoogte d.m.v. een pneumatische gasveer: 54 - 73 cm
- stabiele, vijfarmige rolvoet in aluminium, diameter 50 cm.
- uitgevoerd in een krasvaste witte poederlak coating.
- geleverd met zachte 'selflock' wielen: de stoel staat vast wanneer er geen gewicht op is, zodra u neerzit deblokkeren de wielen en is de stoel vlot verrolbaar.
- maximale belasting: 150 kg.