

Thera-Band flexbar - medium - rood

gymna

Art: 576475 | Merk: [THERA-BAND](#)



Productinformatie

De **Thera-Band Flexbar** is een flexibele, duurzame weerstandstrainer met een geribbeld oppervlak voor betere grip tijdens het gebruik. Ideaal voor revalidatie van de bovenste ledematen: deze flexibele stangen in verschillende kleuren kunnen worden gebruikt om handen, polsen, onderarmen en schouders te versterken en voor stabiliteitstraining.

Specificaties

De weerstand wordt uitgedrukt in kg en is de kracht die nodig is om de staaf in een U-vorm te buigen:

- Geel: 2,5 kg - licht
- Rood: 4,5 kg - medium
- Groen: 7 kg - sterk
- Blauw: 11 kg - extra sterk

Ø neemt toe samen met de weerstand

Lengte: 30 cm

Bevat natuurlijk rubberlatex