

Clinell desinfectiedoekjes medische oppervlakken - ***gymna*** met alcohol - wipes (150 st)

Art: 9200191 | Merk: [CLINELL](#)



Productinformatie

De **Clinell alcoholdoekjes** zijn sneldrogende **ontsmettingsdoekjes**, die geen resten, strepen of vlekken achterlaten.

VOORDELEN:

- Hoogwaardige duurzame doekjes van farmaceutische kwaliteit met 70% isopropylalcohol.
- De Clinell doekjes hebben een bewezen werking **tegen bacteriën en virussen**.
- De doekjes worden één voor één uit de verpakking gehaald, waardoor de bovenkant van het volgende **doekje niet uitdroogt**. Zo is er geen risico op besmetting door droge besmette doekjes.
- De Clinell Alcoholdoekjes bevatten 25 gsm non-woven spinvlies, dat **vochtiger en dikker** is dan concurrerende alcoholdoekjes, waardoor een groter oppervlak ontsmet kan worden met minder doekjes, wat tijd en geld bespaart.
- Geschikt voor oppervlakken als glas, roestvrij staal en beeldschermen.

ANTIMICROBIËLE DOELTREFFENDHEID:

-

Bewezen dat ze ten minste 99,999% van de ziektekiemen doden.

- Inclusief MRSA, E. coli, Pseudomonas, Enterococcus, Candida en Aspergillus volgens EN1276, EN13727, EN14561, EN13624 & EN14562
- Voor de **oppervlaktedesinfectie van niet-invasieve medische hulpmiddelen** zoals:
 - Echografie sondes
 - Zuurstofsaturatiemeters
 - Dopplersondes
 - Stethoscopen
 - ECG apparatuur
 - Bloeddrukmonitoren
 - Bloeddrukmanchetten
 - Radiologie apparatuur
 - Incubatoren
 - Beeldschermen
- Is **NIET geschikt** voor het desinfecteren van de Gymna en Ritter behandeltafels!