



Productinformatie

Hoogkwalitatieve **infrarood VOORHOOFD THERMOMETER** die de lichaamstemperatuur **snel**, **accuraat en contactloos** meet. In tijden van epidemieën en pandemie ideaal voor het checken van de temperatuur van bezoekers, patiënten, leerlingen, baby's, peuters en kleuters, ...

- **Real time meetsnelheid: 1 sec.**
- Accuraatheid: 0,1 °C.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Meetafstand voorhoofd: tot 5 cm.
- Meting door één druk op de knop.
- Dubbele sonde temperatuurmeting is extra nauwkeurig.
- Meetbereik: 32-43 °C.
- Trilt of pieptoon wanneer de meting gedaan is (beep kan aan- of uitgeschakeld worden).
- Bij een temperatuur **hoger dan 37,6 °C wordt de achtergrond van het display oranje**
- Ligt goed in de hand.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- High definition display met backlight, de meetresultaten zijn in één oogopslag duidelijk.
- Merk Yuwell.
- Batterijen: 2 x 1,5V AAA (niet meegeleverd).
- Afmetingen: 149 x 38 x 42 mm.
- Gewicht: ca. 68 g (zonder batterijen).

Certificering: ISO13485 /CE /CFDA.