

# Cellona synthetische watten - 6 cm x 3 m

**gymna**

Art: 577260 | Merk: [LOHMANN & RAUSCHER](#)



## Productinformatie

Cellona synthetische watten zijn duurzaam elastisch-pluizige polsterwatten ter bescherming van blootgestelde bot- en zenuwpartijen onder gips- en cast-steunverband. De synthetische watten zijn veelzijdig in te zetten. Behalve de beschermende functie onder gips- en cast-steunverband worden ze onder meer gebruikt als onderpolstering bij spalk- en compressieverband. Bij wondbehandeling gecombineerd met textiele wondafdekking of zalf tule fungeren de watten als polstering. Het fijne vlies is voldoende dicht voor circulaire applicatie, maar laat zich door licht aantrekken naar believen scheiden en verhindert propvorming, voor aangenaam dragen. Ook voor moeilijke lichaamspartijen, zoals bij de duim, is het materiaal goed geschikt, omdat het zich door lichte rek in de lengte laat versmallen. Het aanleggen van polsterwatten wordt vergemakkelijkt door de materiaal-eigen hechtwerking en maakt zo het gladstrijken eenvoudig. De synthetische watten overtuigen door luchtdoorlatendheid en temperatuurnivellering. De vezels nemen geen vocht op en laten daardoor het stijfverband sneller uitharden. De synthetische watten zijn verkrijgbaar in normale en steriele uitvoering. **TOEPASSINGEN:**

- ter bescherming van blootgestelde bot- en zenuwpartijen onder gips- en castverband
- voor het onderpolsteren van spalken en spalkverband, zinklijm- en pleisterverband en compressieverbanden
- voor wondbehandeling in combinatie met textiele wondafdekking of zalf tule, als luchtdoorlatend polster

### EIGENSCHAPPEN:

- elastische, pluizige vliesstof uit 100% polyestervezel
- voldoende stevig verband voor circulaire applicatie
- de vezels zijn onder lichte rek scheurbaar
- luchtdoorlatend
- temperatuurnivellerend
- geen vochtopname

**OPMERKINGEN:**

- zo nodig steriliseerbaar met stoom (max. 134 °C)