

Toorx PRX 3000 Single pulley

gymna

Art: 576590



Productinformatie

De Toorx PRX-3000 is een compact, wandgemonteerd single pulley station of trekapparaat.

Dankzij het slanke ontwerp van slechts 16,5 cm diep neemt het toestel nauwelijks plaats in, terwijl het toch een breed gamma aan trek- en duwoefeningen mogelijk maakt voor de boven- en onderrug, schouders, borst en armen.

Het toestel is voorzien van beschermkappen met een spiegellend oppervlak, waardoor zowel de gebruiker als de begeleidende therapeut de uitvoering van de oefening vanuit elke hoek kan opvolgen — een handig hulpmiddel bij houdingscorrectie.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Aluminium katrollen op kogellagers voor een vloeiende, stille beweging.
- Volledige bescherming door kappen met reflecterend (spiegel)oppervlak.
- Zeer slank ontwerp: slechts 16,5 cm diep.
- Stalen gewichtenstapel van 50 kg, verstelbaar in 20 stappen van 2,5 kg.
- Overbrenging: 1:1 en 1:2.
- Stalen kabels met nylon coating, diameter 4,8 mm
- Inclusief twee handvaten, andere accessoires zijn optioneel en universeel.
- Dubbele poedercoating, krasbestendig.
- Eenvoudig te monteren en wandbevestiging.

Specificaties

- Afmetingen (B x D x H): 63,6 x 16,5 x 198 cm

- Gewicht: 103 kg
- Gewichtenstapel: 50 kg (20 x 2,5 kg)
- Kleur: grijs
- Certificering: CE, EN ISO 20957-1/957-4