

Leukotape K - kinesiotape - 5 cm x 5 m - rood

Art: 505620 | Merk: **BSN**

gymna

€ 15,99

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Elastische, kinesiology tape, met een rek van 130-140% die overeenkomt met de natuurlijke elasticiteit van de menselijke huid.

- Zeer patiëntvriendelijk: latexvrij en ventilerend = optimaal en langdurend draagcomfort.

! Uiterst geschikt voor lymfetaping !

- Uitstekende hechtkracht van het gegolfde acrylaat waardoor deze zich onderscheidt van andere gelijksoortige tapes.

- Een blijvende retentiekraft die essentieel is voor tapeprestaties.

- Mogelijke toepassingen: pijnreductie, ondersteuning van de lymfedrainage, verbetering actieve range of motion, functionele ondersteuning bij spierletsels, verbetering van de proprioceptie, ...

- Gemaakt van 100% katoen.

- Gemakkelijk te verwijderen zonder dat er lijmresten achterblijven.

- Waterbestendig.

- Lengte 5 m, verkrijgbaar in 2 maten (*art. 505610*) en 4 kleuren, individueel verpakt.