



## Productinformatie

### gymna.PRO. Your table. Your choice!

Kiezen voor een gymna.PRO is kiezen voor **een op-en-top professionele behandeltafel** voor uw behandelingen en **manipulaties**. Gemaakt met de behoeften van de kinesitherapeut voor ogen. **Met gymna.PRO stelt u zelf uw unieke tafel samen**. Onze **tafelconfigurator** (rechts) toont u alle mogelijkheden. De keuze is aan u!

### U koos voor model D2 - een professionele behandeltafel met 2 LIGVLAKKEN.

- KORT hoofddeel, **positief en negatief verstelbaar**, geactiveerd door een gasveer.
- vast lang zitdeel / beendeel.

### ONDERSTEL - gesloten basis: puur en uniek design.

- de afgeronde vormgeving van het **stalen onderstel** maakt de uitstraling van uw massagetafel rustig en elegant.
- alle techniek bevindt zich in de **gesloten basis**, als het ware onzichtbaar.
- wanneer uw tafel niet in gebruik is dan kan u de hoog/laag verstelling **vergrendelen** met de geïntegreerde sleutelschakelaar; veilig voor iedereen die in uw praktijk komt.

### GYMNA STABILITY PROFILE - uw eerste keuze is stabiliteit.

- GSP garandeert u een behandeltafel met een **minimale buiging en beweging onder belasting**.
- een solide en stabiele constructie, waarbij - tijdens de behandeling - **uw manipulatiekracht dezelfde intensiteit behoudt**, zonder energieverlies.

### OPTIE AANPASSEN BREEDTE KUSSENS

De configurator toont u of het aanpassen van de breedte van de kussens mogelijk is of niet.

- standaard breedte: 67 cm.
- smallere tafel: 60 cm, enkel mogelijk voor gymna.PRO model D2 tafels ZONDER armsteunen of lateraalsteunen.

- bredere tafel: 77 cm, NIET mogelijk voor gymna.PRO model D2 tafels MET lateraalsteunen.

#### **OPTIE 'ONE-CLICK' ARMSTEUNEN - verrassend makkelijk te bedienen.**

- 'One-Click' brengt de **twee armsteunen gelijktijdig naar omlaag**.
- beide steunen **kantelen meteen lichtjes naar beneden** waardoor de ellebogen van uw patiënt automatisch naar buiten draaien.
- resultaat: **nek- en schouderzone van uw patiënt zijn optimaal ontspannen bij buikligging**.

#### **(OPTIE) GEZICHTSOPENING MET ERGOMAX - patiënten-comfort en hygiëne gaan hand in hand.**

- een gymna.PRO tafel MET 'One-Click' armsteunen is **ALTIJD** voorzien van een **hartvormige gezichtsopening met afdekkussen en Ergomax**.
- een gymna.PRO tafel ZONDER armsteunen kan ook voorzien worden van een Ergomax gezichtskussen.
- de hartvormige gezichtsopening laat ogen en mond van uw patiënt vrij.
- het Ergomax gezichtskussen is **zacht, naadloos, waterbestendig en afwasbaar**.
- Ergomax is verwijderbaar en **langs 2 kanten te gebruiken**, in functie van de gelaatsvorm van uw patiënt.

#### **OPTIE LATERAALSTEUNEN**

- **maximale bewegingsvrijheid voor u als kinesist, osteopaat, manueel therapeut ...**
- **neergeklapte lateraalsteunen** zorgen ervoor dat uw werkhouding altijd ergonomisch blijft, **dicht bij uw patiënt**, zonder spanning op uw schouders of rug.

#### **U Kiest voor KUNSTLEDER TYPE 'CLASSIQUE' - kunstleder van hoge kwaliteit.**

- **12 kleuren**, van klassiek en tijdloos tot levendig en vrolijk.
- het **PVC kunstleder** van het type 'classique' is ftalaatvrij, slijtvast, biocompatibel en brandvertragend.

#### **U Kiest voor KUNSTLEDER TYPE 'PREMIUM' - kunstleder van extra hoge kwaliteit.**

- **9 kleuren**, klassiek en tijdloos.
- **LEDERLOOK EN LEDER GEWAARWORDING**.
- het **PU kunstleder** van het type 'premium' is ftalaatvrij, slijtvast, biocompatibel en brandvertragend.

#### **U Kiest voor 'PROGRESSIEVE' KUSSENS - stevig en tegelijkertijd comfortabel - voor manipulaties.**

- deze kussens zijn 40 mm dik en hebben een **duo-polstering met een progressieve weerstand**.
- de onderste laag heeft een 'compacte' densiteit van 100 kg/m<sup>3</sup> en zorgt voor **de onmisbare stevigheid bij manipulaties**.
- de toplaag heeft een densiteit van 40 kg/m<sup>3</sup> waardoor **de zit- en ligervaring van uw patiënt comfortabel blijft**.
- 'progressieve' kussens zijn **afgewerkt met een mooie, solide zadelsteek**.
- zowel 'classique' als 'premium' kunstleder zijn hier mogelijk.

#### **U Kiest voor 'LINEAIRE' KUSSENS MET 'CLASSIQUE' KUNSTLEDER - soepel en comfortabel.**

- de relatief zachte polstering van de 'lineaire' kussens zorgt voor een **aangenaam lig- en zitgevoel bij uw patiënt**.
- de polstering - speciaal voor intensief gebruik - is 40 mm dik, de densiteit is 40 kg/m<sup>3</sup>.

#### **U Kiest voor 'LINEAIRE' KUSSENS MET 'PREMIUM' KUNSTLEDER.**

- zoals de 'lineaire' kussens met 'classique' kunstleder hierboven maar met een ANDERE afwerking.
- afgewerkt met **een mooie, solide zadelsteek**.

#### **OPTIE KUSSENVERWARMING - behaaglijk voor de patiënt die dat wenst.**

- enkel mogelijk bij 'progressieve' kussens.
- twee verwarmings-pads, respectievelijk in het rug- en het zitdeel, zorgen voor **een comfortabele warmte**.
- de verwarming schakelt u aan of uit naar wens.
- de afstandsbediening werkt draadloos (Bluetooth).
- voor verwarmde kussens **selecteert u de gewenste temperatuur** (34 °C – 36 °C – 38 °C).
- de verwarming valt automatisch uit na 30 minuten.

#### **I-CONTROL BEDIENING - intelligente hoog/laag instelling.**

- waar u ook staat rond uw behandeltafel, **met I-Control volstaat één voetbeweging om de hoogte van uw PRO tafel in te stellen**.
- i-Control laat u toe om **de voor u optimale behandelhoogte** nauwkeurig te bepalen dankzij twee verstelmodi.
- **een continue modus** voor het ruim op en neer bewegen.
- **een start-stop modus** voor kleine, pulserende aanpassingen van 1 à 2 cm.
- het I-Control bedieningskader is gemonteerd 'binnen' het onderstel van uw PRO behandeltafel. Het steekt nergens hinderlijk uit (struikelen), en **is langs de 4 zijden van uw tafel licht en functioneel te activeren**.
- hoogteverstelling: ca. 47-97 cm.
- maximaal hefvermogen: 200 kg.

#### **OPTIE WIELEN - instant vrijgbaar.**

- **4 kwalitatieve zwenkwielen** maken het verrijden extra makkelijk.
- uw gymnaro behandeltafel 'op de wielen' plaatsen (en vice versa) doet u door het pedaal van het centraal wielhefsysteem (links en rechts aan het voeteneinde van uw massagetafel) naar omlaag te drukken (of even naar omhoog te trekken).

#### **OPTIE LEDVERLICHTING ONDERKANT FRAME.**

- keuze uit **14 kleuren**, speciale IR afstandsbediening met AAN- UIT-knop.
- creëert extra sfeer in uw praktijk, instelbare helderheid.
- zorgt ook voor functionele ondersteuning: groen licht = omhoog, rood licht = omlaag.