

Voorarmsteun staafvormige grip Thera-Trainer

gymna

Tigo/Bemo (2 st)

Art: 524187



Productinformatie

- kunnen gemonteerd worden op elke THERA-Trainer Veho en Tigo uitgerust met een armtrainer.
- te bevestigen zonder gereedschap.
- voor het veilig ondersteunen van de onderarmen
- ergonomisch gevormde schalen uit kunststof, voorzien van 2 brede elastische bevestigingsbanden en een verticale gepolsterde staaf voor de hand.