

# CarePump Lite6

**gymna**

Art: 119200 | Merk: CAREPUMP



## Productinformatie

### CarePump Lite6 – Compact en gebruiksvriendelijk pressotherapietoestel

De CarePump Lite6 is een compact en gebruiksvriendelijk **basisapparaat voor pressotherapie**. Dankzij de intuïtieve bediening en ruime instelmogelijkheden biedt dit apparaat een comfortabele, ritmische drukmassage, afgestemd op persoonlijke voorkeur en gebruiksdoel.

De manchetten zijn opgebouwd uit **6 overlappende luchtkamers**, wat zorgt voor een vloeiende en gelijkmatige druk zonder onderbrekingen. De kamers blazen zich sequentieel of gelijktijdig op, afhankelijk van het gekozen programma, voor een aangename en natuurlijke ervaring.

### Belangrijkste kenmerken

- 6 overlappende luchtkamers in de manchetten voor een gelijkmatige drukverdeling
- 6 voorgeprogrammeerde massageprogramma's
- Druk instelbaar van 20 tot 220 mmHg
- Behandelduur instelbaar van 1 tot 120 minuten
- 5 instelbare snelheden voor het opblazen van de kamers
- Mogelijkheid om individuele kamers uit te schakelen
- Overzichtelijk 5" kleurentouchscreen
- Compact, licht en eenvoudig verplaatsbaar

Aandacht: de manchetten zijn niet inbegrepen!

