

Coban beige - 10 cm x 4,5 m (18 st)

Art: 9134188 | Merk: 3M

gymna

€ 59,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

COBAN is een **cohesief** of zelfhechtend elastisch **drukverband** en **fixatieverband**. Een cohesief verband kleeft of **hecht enkel aan zichzelf**. Niet aan de huid of de haren. Het is een comfortabele lichtgewicht windel voor een **langdurige en betrouwbare druk**.

MATERIAAL

- non-woven polyester materiaal
- AANDACHT: bevat natuurrubber latex. Allergische reacties mogelijk.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- volkomen **poreus**, de huid blijft ademen.
- **vochtbestendig**, douchen en baden is mogelijk.
- gaat niet los zitten na het aanbrengen
- kan opnieuw worden aangebracht.

- blijft elastisch.

TOEPASSINGEN EN INDICATIES

- sport- en algemene **traumatologie**:
 - immobilisatie van de gewrichten (lichte verstuikingen).
 - pees- en spieraandoeningen (verstuikingen, spierverrekkingen).
- **flebologie**:
 - acute aandoeningen van de bloedvaten (oedemen, ulcera, varices).
 - immobilisatie na scleroses en stripping.
 - preventie van tromboses / emboliën.
- immobilisatie van huid-enten / huidtransplantaties bij **brandwonden**:
 - **preventie van hypertrofische littekens**.
- fixatie van gaasverband en andere primaire verbanden.

Gewenste breedte selecteren, lengte van de rol 4,5 m.