

Lympha-mat Gradient 300N

gymna

Art: 116279 | Merk: LYMPHAMAT



Productinformatie

Intermitterende pressotherapie geniet als aanvullende therapie in de flebologie en de angiologie een uitstekende reputatie, en is als dusdanig **een betrouwbaar verlengstuk van uw manuele lymfedrainage behandeling.**

GEBREVETEERD SYSTEEM

- Perfect intermitterende sequentiële druk.
- De graderende druk in de manchet wordt opgebouwd van distaal naar proximaal:
 - distaal is de druk 100% en proximaal 70% van de drukwaarde die op de display is ingesteld.
- De behandelmanchetten (niet meegeleverd) hebben **12 elkaar overlappende kamers**:
 - die worden - één voor één - gevuld met lucht tot de gewenste behandeldruk bereikt is.
 - daarna ontsnapt de lucht gelijktijdig uit alle kamers.
- Tijdens de therapie is er een voortdurende drukstroom over de gehele extremiteit gegarandeerd.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Gelijktijdige aansluiting voor max. 2 manchetten met elk 12 kamers
- Druk regelbaar van 20 - 100 mmHg.
- Duur interval/pauze 15 sec.
- Tijdklok met automatische uitschakeling.

AANDACHT: het apparaat wordt geleverd zonder behandelmanchetten.

- U bestelt enkel de manchette(n) die u nodig heeft.
- De gewenste manchette(n) opgeven bij bestelling van het apparaat.

*Manchetten met **witte connector** zijn ontworpen voor de Lympa-mat 300N*
*Manchetten met **grijze connector** zijn ontworpen voor de Lympa-mat Digital Gradient*
Beide connectoren passen echter op beide toestellen.