

gymna.PRO Q4, progres, ergomax, 60cm, LED -

gymna

Cobalt

Art: 282840COBSV | Merk: [GYMNA](#)



Productinformatie

gymna.PRO. Your table. Your choice!

Kiezen voor een gymna.PRO is kiezen voor **een op-en-top professionele behandeltafel** voor uw behandelingen en **manipulaties**. Gemaakt met de behoeften van de kinesitherapeut voor ogen.

Met gymna.PRO stelt u zelf uw unieke tafel samen.

Onze tafelconfigurator (rechts) toont u alle mogelijkheden. De keuze is aan u!

U koos voor model Q4 - professionele behandeltafel met 4 LIGVLAKKEN.

- KORT hoofddeel, **positief en negatief verstelbaar**, geactiveerd door een gasveer.
- gemotoriseerd verstelbaar rugdeel.
- gemotoriseerd verstelbaar zitdeel (2de motor).
- beendeel dat zich qua inclinatie automatisch aanpast naargelang de inclinatie van het zitdeel hoger of lager ingesteld is.
- **bediening van de elektrische motoren** gebeurt door middel van **ergonomisch gevormde schakelaars** die zich - links en rechts - onder de kussens bevinden.
- er is een duidelijk tastbaar verschil tussen de op- en neerknoppen; tijdens het drukken wordt uw handpalm verlicht: groen = omhoog, rood = omlaag.

SPECIFIEK BIJ gymna.PRO Q MODELLEN

- 4 verstelbare ligvlakken maken dat het lichaam van uw patiënt **altijd optimaal ondersteund** wordt.
- anatomisch is de verdeling in 4 ligvlakken **optimaal voor behandelingen in zithouding of in half-liggende houding**.

ONDERSTEL - gesloten basis: puur en uniek design.

- de **afgeronde vormgeving** van het metalen onderstel maakt de uitstraling van uw massagetafel rustig en elegant.
- alle techniek bevindt zich in de gesloten basis, als het ware onzichtbaar.
- met de geïntegreerde sleutelschakelaar vergrendelt u de hoog/laag verstelling (enkel bij elektrische); veilig voor iedereen die in uw praktijk komt als u er niet bent.

GYMNA STABILITY PROFILE - uw eerste keuze is stabiliteit.

- GSP garandeert u een behandeltafel met **een minimale buiging en beweging onder belasting**.
- een solide en stabiele constructie, waarbij - tijdens de behandeling - **uw manipulatiekracht dezelfde intensiteit behoudt**, zonder energieverlies.

OPTIE BREEDTE KUSSENS

De configurator toont u of het aanpassen van de breedte van de kussens mogelijk is of niet.

- standaard breedte: 67 cm.
- smallere tafel: 60 cm, enkel mogelijk voor gymna.PRO model Q tafels ZONDER armsteunen of lateraalsteunen.
- bredere tafel: 77 cm, NIET mogelijk voor gymna.PRO model Q tafels MET lateraalsteunen.

OPTIE 'ONE-CLICK' ARMSTEUNEN - verrassend makkelijk te bedienen.

- 'One-Click' brengt **de twee armsteunen gelijktijdig naar beneden**.
- beide steunen kantelen meteen **lichtjes naar beneden** waardoor de ellebogen van uw patiënt automatisch naar buiten draaien.
- resultaat: nek- en schouderzone van uw patiënt zijn **optimaal ontspannen** bij buikligging.

(OPTIE) GEZICHTSOPENING MET ERGOMAX - patiënten-comfort en hygiëne gaan hand in hand.

- een gymna.PRO tafel MET 'One-Click' armsteunen is **ALTIJD** voorzien van **een hartvormige gezichtsopening met afdek-kussens en een Ergomax gezichtskussens**.
- een gymna.PRO tafel ZONDER armsteunen kan ook voorzien worden van Ergomax.
- de hartvormige gezichtsopening laat ogen en mond van uw patiënt vrij.
- het Ergomax gezichtskussen is **zacht, naadloos, waterbestendig, afwasbaar en desinfecteerbaar**.
- Ergomax is verwijderbaar en **langs 2 kanten te gebruiken**, dit laatste in functie van de gelaatsvorm van uw patiënt.

OPTIE LATERAALSTEUNEN RUGDEEL

- **maximale bewegingsvrijheid voor u als kinesist, osteopaat, manueel therapeut ...**
- neergeklapte lateraalsteunen zorgen ervoor dat uw werkhouding altijd ergonomisch blijft, dicht bij uw patiënt, **zonder spanning op uw schouders of rug**.

U KIEST VOOR KUNSTLEDER TYPE 'CLASSIQUE' - kunstleder van hoge kwaliteit.

- keuze uit 12 kleuren, variërend van klassiek tot tijdloos met ook levendige en vrolijke kleuren.
- het **PVC kunstleder** van het type 'classique' is ftalaatvrij, slijtvast, biocompatibel en brandvertragend.

U KIEST VOOR KUNSTLEDER TYPE 'PREMIUM' - kunstleder van extra hoge kwaliteit (aangeduid met een + in de kleurswatches).

- keuze uit 8 kleuren, klassiek en tijdloos.
- **LEDERLOOK EN LEDER GEWAARWORDING.**

- het **PU kunstleder** van het type 'premium' is ftalaatvrij, slijtvast, biocompatibel en brandvertragend.

U Kiest voor 'PROGRESSIEVE' KUSSENS - stevig en tegelijkertijd comfortabel - voor manipulaties.

- deze kussens zijn 40 mm dik en hebben **een duo-polstering met een progressieve weerstand**.
- de onderste laag heeft een 'compacte' densiteit van 100 kg/m³ en **zorgt voor de onmisbare stevigheid bij manipulaties**.
- de toplaag heeft een densiteit van 40 kg/m³ waardoor de zit- en ligervaring van uw patiënt comfortabel blijft.
- 'progressieve' kussens zijn **afgewerkt met een mooie, solide zadelsteek**.
- zowel 'classique' als 'premium' kunstleder zijn hier mogelijk.

U Kiest voor 'LINEAIRE' KUSSENS MET 'CLASSIQUE' KUNSTLEDER - soepel en comfortabel.

- de relatief zachte polstering van de 'lineaire' kussens zorgt voor **een aangenaam lig- en zitgevoel bij uw patiënt**.
- de polstering - speciaal voor intensief gebruik - is 40 mm dik, de densiteit is 40 kg/m³.

U Kiest voor 'LINEAIRE' KUSSENS MET 'PREMIUM' KUNSTLEDER.

- zoals de 'lineaire' kussens met 'classique' kunstleder hierboven maar met een **ANDERE afwerking**.
- afgewerkt met **een mooie, solide zadelsteek**.

OPTIE KUSSENVERWARMING - behaaglijk voor de patiënt die dat wenst.

- **enkel mogelijk bij 'progressieve' kussens**.
- twee verwarmings-pads, respectievelijk in het rug- en het zitdeel, zorgen voor **een comfortabele warmte**.
- standaard staat de verwarming uit.
- de verwarming schakelt u aan of uit naar wens.
- de afstandsbediening werkt draadloos (Bluetooth).
- voor verwarmde kussens selecteert u de gewenste temperatuur (34 °C – 36 °C – 38 °C).
- de verwarming valt automatisch uit na 30 minuten.

I-CONTROL BEDIENING - intelligente hoog/laag instelling.

- waar u ook staat rond uw behandeltafel, **met I-Control volstaat één voetbeweging om de hoogte van uw PRO tafel in te stellen**.
- i-Control laat u toe om de **voor u optimale behandelhoogte nauwkeurig te bepalen** dankzij twee verstelmodi.
- **een continue modus** voor het ruim op en neer bewegen.
- **en een start-stop modus** voor kleine, pulserende aanpassingen van 1 à 2 cm.
- het I-Control bedieningskader is gemonteerd 'binnen' het onderstel van uw PRO behandeltafel. Het steekt nergens hinderlijk uit (struikelen), en is **langs de 4 zijden van uw tafel licht en functioneel te activeren**.
- hoogteverstelling: ca. 47-97 cm.
- maximaal hefvermogen: 200 kg.

OPTIE WIELEN - instant verrijdbaar.

- **4 kwalitatieve zwenkwielen** maken het verrijden extra makkelijk.

- uw gymnaRO behandeltafel 'op de wielen' plaatsen (en vice versa) doet u door het pedaal van het centraal wielhefsysteem (links en rechts aan het voeteneinde van uw massagetafel) naar omlaag te drukken (of even naar omhoog te trekken).

OPTIE LEDVERLICHTING ONDERKANT FRAME

- keuze uit 14 kleuren, speciale IR afstandsbediening met AAN- UIT-knop.
- creëert extra sfeer in uw praktijk, instelbare helderheid.
- zorgt ook voor functionele ondersteuning: groen licht = omhoog, rood licht = omlaag.

Specificaties

- Afmetingen (L x B): 206 x 67 cm
- Gewicht:
 - Q4: 104 kg
 - Q6: 106 kg
 - Q8: 109 kg
- Hoogteverstelling: 47 - 97 cm
- Hefvermogen: max. 200 kg