

# Zitkruk gymna.PRO - Premium uitvoering - Midnight **gymna**

## Blue

Art: 195811MB | Merk: GYMNA



## Productinformatie

Gymna zitkrukken passen perfect bij de Gymna behandelafels. Samen zorgen ze voor een professionele uitstraling van uw praktijk.

### ZITTING

- comfortabel, rond kussen met diameter van 35 cm.
- overtrokken met **dezelfde hoogwaardige Premium bekleding** als de hoog/laag tafels, vrij van phtalaten en biocompatibel.
  - voelt prettig aan en plakt niet aan de huid.
  - sterk, soepel, kleurvast.
  - vlamvertragend, bloed- en urinebestendig.
  - eenvoudig te reinigen met een PH-neutraal zeepsopje.
  - desinfecteerbaar met alcoholvrije desinfecteermiddelen.
  - keuze uit 8 kleuren: uw zitkruk in dezelfde kleur als uw behandelafel.

### • ONDERSTEL

- unieke hoogteverstelling: 360° hendel voor makkelijke bereikbaarheid.
- verstelbaar in hoogte d.m.v. een pneumatische gasveer: 54 - 73 cm
- stabiele, vijfarmige rolvoet in aluminium, diameter 50 cm.
- uitgevoerd in een krasvaste witte poederlak coating.
- geleverd met zachte 'selflock' wielen: de stoel staat vast wanneer er geen gewicht op is, zodra u neerzit deblokkeren de wielen en is de stoel vlot verrolbaar.
- maximale belasting: 150 kg.