

Thera-Trainer Mobi 2,7", ond/bov ledematen, draagbaar

gymna

Art: 561110 | Merk: [THERATRAINER](#)



Productinformatie

Deze THERA-Trainer uit de Mobi serie, model 540, is een **draagbaar gemotoriseerd basistoestel voor actieve/passieve training van de onderste en bovenste ledematen**. Dit kleine toestel is geschikt voor gebruik in instellingen en thuis. Het is niet geschikt voor mensen met ernstige lichamelijke of geestelijke beperkingen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- **zeer stabiel** op de vloer (onderste ledematen) of op een tafel (bovenste ledematen).
- grote, gevormde **voetsteunen met bevestigingsriemen**.
- **ergonomische therapiehandgrepen** voor training van het bovenlichaam.
- eenvoudig '**klik**'-systeem voor het bevestigen (verwisselen) van voetsteunen of handgrepen.
- **2,7" kleurscherm** met aanduiding van snelheid, belasting, afstand, calorieën, tijd, enz.
- evaluatie van trainingsresultaten: afstand en calorieën.
- afstandsbediening (met display) en bevestigingssysteem.
- eenvoudige, logische en zelf verklarende bediening.

TECHNISCHE GEGEVENS

- aan/uit-schakelaar.
- veiligheidsuitschakeling bij overbelasting.
- 100 W motor, draait vooruit en achteruit.
- snelheid: 0 - 60 rpm.
- weerstand: 0 - 15 W.
- timer: 1 - 180 min.

- uitgerust met verstelbare antislipvoetjes.
- afmetingen l x b x h: 50 x 46/56 x 43 cm - breedte varieert bij voetsteunen/handgrepen.
- gewicht: ca. 13,2 kg.

SPECIFIEKE OPTIONELE ACCESSOIRES

- diverse handige en praktische steunen om op de therapiehandgrepen (bovenste ledematen) te monteren, zodat ze kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van patiënten/bewoners.