


Bloeddrukmeter - FBone

gymna

Art: 9210889 | Merk: YUWELL



Productinformatie

De **FBone** is een digitaal bovenarm-bloeddrukmeter ontwikkeld voor professioneel gebruik in de huisartsenpraktijk, het ziekenhuis en de thuiszorg. Het toestel combineert meer dan 100 jaar bloeddrukexpertise met moderne meetfuncties en is klinisch gevalideerd volgens de strenge eisen van internationale hypertensiegenootschappen (STRIDE BP, BIHS). Dankzij aritmiedetectie en manchetpositionering-controle levert de FBone betrouwbare meetresultaten die direct interpreteerbaar zijn.

Klinische validatie en meetzekerheid

- **Klinische validatie:** gevalideerd volgens STRIDE BP en BIHS, waardoor de meetresultaten voldoen aan internationale normen voor bloeddrukmeting
- **Aritmiedetectie:** signaleert onregelmatige hartslagen tijdens de meting, zodat u mogelijke hartritmeverstoringen tijdig kunt opmerken
- **Manchetpositionering-controle:** toont op het display of de manchet correct is aangelegd, wat de meetnauwkeurigheid verhoogt en gebruikersfouten voorkomt

Comfort en overzicht voor arts en patiënt

- **Extra groot display:** toont systolische en diastolische druk, polsfrequentie en classificatie in één oogopslag, ook goed leesbaar voor slechtziende patiënten

- **Twee geheugens van 90 metingen:** geschikt voor twee gebruikers of voor gescheiden opslag van ochtend- en avondmetingen, met datum- en tijdregistratie
- **Rustindicator:** waarschuwt wanneer de patiënt nog niet voldoende tot rust is gekomen, wat de betrouwbaarheid van de meting verhoogt
- **Universele manchet 22–42 cm:** past bij de meeste volwassen patiënten zonder extra manchetten aan te schaffen
- **Netadapter-compatibel:** naast batterijvoeding optioneel aan te sluiten op stroom, geschikt voor veelvuldig gebruik in de praktijk

Specificaties

- **Type:** Digitaal bovenarm-bloeddrukmeter
- **Validatie:** Klinisch gevalideerd volgens STRIDE BP en BIHS
- **Meetbereik:** 0–300 mmHg
- **Meetresolutie:** 2 mmHg
- **Nauwkeurigheid:** ± 3 mmHg bij 10–40 °C of 2 % (hoogste waarde geldt)
- **Aritmiedetectie:** Detectie van onregelmatige hartslagen
- **Manchetomtrek:** 22–42 cm
- **Geheugen:** 2 × 90 metingen met datum- en tijdregistratie
- **Weergave:** WHO-classificatie op display, rustindicator
- **Voeding:** 4 × AAA-batterijen / optioneel netadapter
- **Luchtvochtigheid:** 15–85 % relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend)
- **Norm:** ISO 81060-1, MDR-gecertificeerd
- **Garantie:** 2 jaar
- **Inbegrepen:** FBone-toestel, universele manchet 22–42 cm, gebruiksaanwijzing, garantiokaart