

Hoes voor knie/quadricepsmanchet Game Ready

gymna

Art: 580861 | Merk: [GAME READY](#)



Productinformatie

Afritsbare hoes voor de Game Ready koelmanchetten. Deze hoes is specifiek voor elk type koelmanchet en zorgt ervoor dat de manchet goed op zijn plaats blijft tijdens de behandeling. Na gebruik is het belangrijk deze hoes goed te laten drogen om vorming van bacteriën en schimmels te voorkomen.

SPECIFIEKE GEBRUIKSTIPS

- leg de manchet na gebruik open zodat de hoes kan drogen, of rits ze helemaal los indien nodig
- desinfectie kan met de gebruikelijke middelen (bv. clinell spray of wipes)
- bij sterke verontreiniging kan de hoes gewassen worden:
 - handwas of machinewas op delicaat wasprogramma
 - max. 30°C
 - mild wasmiddel, geen bleekmiddelen
 - ophangen om te drogen, geen droogkast
 - geen chemische reiniging of droogkuis