

Trekapparaat super - 40 kg

Art: 325915 | Merk: GYMNA

gymna

€ 1.990,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Trekapparaten zijn een uitermate geschikt hulpmiddel voor Medische Trainingstherapie (MTT). Door de geringe ruimte die ze innemen zijn ze in elke behandelruimte of oefenzaal op hun plaats. Er worden steeds strengere eisen gesteld aan MTT. Dit geldt zowel voor de patiënt, die optimaal behandeld wil worden, als voor de therapeut die zijn tijd wil besteden aan zijn patiënt, en niet aan tijdrovende instellingen. Deze trekapparaten Super werden - met deze eisen in het achterhoofd - speciaal voor Medische Trainingstherapie ontwikkeld.

ALGEMENE KENMERKEN

- uitgerust met 2 handgrepen.
- alle belangrijke onderdelen zijn van topkwaliteit en zijn met octrooirechten beschermd.
- de kabels glijden met een minimale glijweerstand soepel door de geleidingswieltjes.

- alle draai- en lagerpunten zijn uitgerust met onderhoudsvrije kogellagers.
- de trekhoogte is afleesbaar en verstelbaar d.m.v. een eenvoudig mechanisme.
- de gewichten glijden geruisloos in hardverchromde en geslepen geleiders.
- de gewichten zijn uitgerust met speciale geleidingsbussen uit kunststof die fungeren als schokdempers.
- er zijn diverse optionele toebehoren verkrijgbaar.

Specificaties

- gewichten: 20 x 2 kg.
- overbrenging 1:1 en 1:2.
- kabelmechanisme met 2 kabeluitlopen.
- kabellengteafsteller.
- vloerwielje voor tractie van onder uit.
- bewegingsbegrenzer.
- afmetingen (b x d x h): 30 x 33 x 218 cm

Dient gemonteerd te worden tegen een muur (harde constructie).