



Productinformatie

De Push med Polsbrace biedt een hoge mate van ondersteuning en bescherming aan het polsgewricht, zonder daarbij de handfunctie te beperken. De anatomisch gevormde baleinen limiteren de palmair en dorsaal flexie, zonder deze volledig te blokkeren. Door middel van een eenvoudig aan te leggen elastische band kan de mate van compressie optimaal worden ingesteld. De brace is eenvoudig met één hand rond de onderarm te sluiten. Rond kwetsbare gebieden van de pols zijn comfortzones aangebracht door middel van gepolsterd materiaal. **Sympress™ Technologie** De brace is gemaakt van Sympress™, een hoog kwalitatief comfortabel materiaal. Het product voelt zacht aan en biedt de gebruiker een comfortabel en beschermd gevoel. De Push med Polsbrace is eenvoudig aan te leggen en kan zonder problemen gewassen worden. **INDICATIES**

- Restinstabiliteit
 - Matige tot ernstige distorsies
 - Overbelastingsklachten in het polsgewricht
 - Therapie-resistente overbelastingsklachten van de pols extensoren
 - Peesontsteking van de pols extensoren
 - Polsfracturen zonder dislocaties
 - Nabehandeling van polsfracturen
 - Arthrose met zwelling
 - RSI
-
- + Hoge mate van ondersteuning en bescherming van het polsgewricht.
 - + Zowel palmaire als dorsale baleinen.
 - + Eenvoudig aan te leggen.
 - + Binnenkant van de brace in zeer zacht materiaal
-
- Handpalm is beperkt vrij.
 - Baleinen weinig of niet aanpasbaar