

Gymna Mobile Fit apparatenwagen

gymna

Art: 368005 | Merk: GYMNA



Productinformatie

Praktische trolley speciaal ontworpen voor de Gymna Ultrasound compact, Elexo en Acure.

De uitsparingen in de bovenste legger zorgen voor een veilige basis voor de toestellen, zonder risico op verschuiven of vallen.

ALGEMENE KENMERKEN

- compact, veilig en stabiel.
- makkelijk te reinigen en desinfecteren.
- standaard uitgerust met twee leggers, waarvan 1 met inlegblad voor toestel en 1 met schuiflade.
- twee handgrepen voor bewegingsvrijheid.
- stevige centrale kolom voor het verbergen en beschermen van de voedingskabel.
- afneembare kabelhouder voor het netjes opbergen van uw kabels.
- afneembare fleshouder voor contactgel, kan zowel links als rechts gemonteerd worden, fles rechtop of ondersteboven.
- 4 vergrendelbare zwenkwielen, waarvan 2 met rem - om vrij en gemakkelijk te manoeuvreren.
- kleur: wit.
- Optionele accessoires:
 - art. 368027: extra legger met schuiflade.
 - art. 368016: UG-kop houderplaat (incl. 1 kophouder)
 - art. 368112: US compact kophouder