

Qines

Art: 576920 | Merk: [QINES](#)



Productinformatie

- schuin oplopend steunkussen voor het positioneren van patiënten in buik- of ruglig.
- kwaliteitsvol kunstleder in PU, te desinfecteren met alcohol of andere gangbare desinfecteermiddelen.
- hoge resistentie tegen veelvuldige wrijving en zweet.
- afgewerkt met een verdoken rits, wat de kans op beschadiging van de tafel tot een minimum herleidt.
- afmetingen: 29 x 26 cm, max. dikte 10 cm.
- kleur graniet.
- made in Belgium