

Thera-Trainer Tigo 2,7", ond. ledem., met handensteun

gymna

Art: 561104 | Merk: [THERATRAINER](#)



Productinformatie

Elke THERA-Trainer van de serie Tigo is een **gemotoriseerde trainer** voor actief-passief trainen van de onderste en/of bovenste ledematen. De THERA-Trainers Tigo behoren tot de meest professionele actief/passief (zit)fietsen en zijn bij uitstek het trainingstoestel voor **dagelijkse ondersteunde bewegingstherapie**. Met de THERA-Trainer Tigo zorgt uw patiënt/resident zélf voor het in stand houden of verbeteren van zijn vitaliteit:

- verminderen van het verschil in spierkracht tussen links en rechts.
- trainen van de spierkracht.
- onderdrukken van spasmen.
- verbeteren van de doorbloeding
- verhogen van fysieke prestaties.

Indicaties zijn CVA (hemiplegie), para- en tetraplegie, multiple sclerose, Parkinson, hersenletsels, reumatische aandoeningen, algehele de-conditionering (bvb. bij geriatrische patiënten/residenten), ... De THERA-Trainer Tigo beantwoordt volledig aan de veiligheidsnormen en de Medische Richtlijnen. Het type 2,7" Tigo is een gemotoriseerde trainer voor de **onderste ledematen**, voorzien van een handensteun. **ALGEMENE KENMERKEN**

- krachtige, stille motor, geïntegreerd elektronisch vliegwiel.
- anti-spasmeprogramma.
- feedbackweergaven zoals krachtverhouding activiteit rechts/links, contractuurniveau en andere.
- start/stop schakelaar.
- automatische instaphulp (de voetschalen staan altijd in de juiste positie).
- geprofileerde grote voetschalen met fixatieriempjes die optioneel voorzien kunnen worden van wegklapbare voetfixaties en/of afneembare kuitschalen.
- 2-traps radiusverstelling van de pedaalarmen, 75 mm en 110 mm.

- uittrekbare transportvoet voorzien van 2 wieltjes (wielbasis met 4 zwenkwielen optioneel verkrijgbaar - art. 561.350).

SPECIFIEKE KENMERKEN

- kleurendisplay - 2,7 scherm - met weergave van toerental, belasting, afstand, calorieën, tijd, ...
- afstandsbediening (met display) en bevestigingssysteem.
- de bediening is eenvoudig, logisch en duidelijk.
- symmetrie-en a-symmetrietraining via duidelijke biofeedback op het scherm.
- ergonomische verstelbare handensteun.
- motor: 200 Watt, draaiend naar voor en naar achter.
- toerental passief: 1 - 60 RPM.
- toerental actief: 1 - 90 RPM.

OPTIONELE SPECIFIEKE TOEBEHOREN

- opklapbare voetfixaties (art. 510.757) en afneembare kuitschalen (art. 510.792).
- kantelbeveiliging voor rolstoelgebruikers (art.524.203).
- wielbasis met 4 zwenkwielen (blokkeerrem op elke wiel) voor het moeiteloos verplaatsen van het toestel (art. 561.350).