

Tonkey HeavyBall - opvulbal met handvat - blauw - ***gymna***

2 stuks

Art: 585760 | Merk: [TONKEY](#)



Productinformatie

De **Tonkey Heavyball** is een voorgevormde bal met stevige handvaten die u kan opvullen met water of zand waardoor u het gewicht kan laten variëren van 0,9 tot 3 kg.

Door het water of zand is elke herhaling is uniek. Het stimuleert niet alleen de grotere spiergroepen, maar ook de kleinere, waardoor elke oefensessie met de Heavyball een extra dimensie krijgt en een uitdagende ervaring wordt.

Specificaties

- De handgrepen zijn ook ontworpen voor het inbrengen van de voet
- Materiaal: zachte plastic
- Inhoud van de doos: 2 heavyballs, 2 pluggen en handleiding met oefeningen
- Kleur: donkerblauw