

Beenmanchet Hydroven - 1 kamer - 84 cm

gymna

Art: 330506 | Merk: [FLOWTRON HYDROVEN](#)



Productinformatie

ALGEMENE KENMERKEN

- Licht en stevig materiaal voor veelvuldig gebruik.
- De binnenkant is soepel en zacht.
- Voorzien van ritssluiting om makkelijk aan- of uit te doen.
- De omtrek kan vergroot worden met d.m.v. een tussenstuk (art. 330.528).

SPECIFIEKE KENMERKEN

- 1 luchtkamer,
- Lengte 84 cm (vanaf de hiel) - omtrek bovenbeen max. 72 cm.

Kleinere of grotere manchetten verkrijgbaar op aanvraag. Aandacht: deze manchet mag NIET in de wasmachine.