

# Verpleegtas Elite Streets

***gymna***

Art: 511375 | Merk: [ELITE BAGS](#)



## Productinformatie

De **verpleegtas ELLITE STREETS** is een veelzijdige en eigentijds vormgegeven tas. Dankzij het ultralichte gewicht en de hoogwaardige afwerking is deze tas **ideaal voor dagelijks gebruik**. Handig voor de huisarts of de zelfstandig verpleegkundige als urgentietas voor medicatie en wondverzorgingsmateriaal.

### PRAKTISCHE INDELING

- **groot voorvak** voor persoonlijke spullen zoals een laptop, tablet, documenten en schrijfgerei.
- extra voorvak met snelle toegang.
- ruim hoofdvak met **drie uitneembare, transparante etuis** voor instrumenten en materialen.
- **isothermisch etui** geschikt voor 38 ampullen.
- paneel met **elastische banden** om materialen op hun plaats te houden.
- plat binnenvak voor documenten.
- bevestigingsriem voor [trolley](#) en kaartvak aan de achterzijde.
- verborgen schouderriemen aan de achterzijde voor **ergonomisch draagcomfort**.

### TECHNISCHE GEGEVENS

- hoogwaardig en afwasbaar waterafstotend materiaal, sterk polyamide nylon.
- afmetingen: 40 cm (L) x 16 cm (B) x 30 cm (H). gewicht: 2,10 kg.
- inhoud: 19,2 l.
- aanbevolen maximumgewicht: 5 kg.
- kleur: grijs.
- makkelijk afwasbaar met water en zeep.

- in geval van decontaminatie (bloedvlekken,...): waterstofperoxide aanbrengen op de vlekken, maak schoon met een papieren doek en breng vervolgens 70% ethanol aan.