

gymna.PRO D1, progres, 60cm, LED - Slate

gymna

Art: 280110SLASV | Merk: [GYMNA](#)



Productinformatie

gymna.PRO. Your table. Your choice!

Kiezen voor een gymna.PRO is kiezen voor **een op-en-top professionele behandeltafel** voor uw behandelingen en **manipulaties**. Gemaakt met de behoeften van de kinesitherapeut voor ogen. **Met gymna.PRO stelt u zelf uw unieke tafel samen**. Onze tafelconfigurator (rechts) toont u alle mogelijkheden. De keuze is aan u!

U koos voor model D1 - een professionele behandeltafel met 2 LIGVLAKKEN.

- lang verstelbaar rugdeel, geactiveerd door een gasveer.
- vast zitdeel - beendeel.

ONDERSTEL - gesloten basis: puur en uniek design.

- de **afgeronde vormgeving** van het metalen onderstel maakt de uitstraling van uw massagetafel rustig en elegant.
- alle techniek bevindt zich in de gesloten basis, als het ware onzichtbaar.
- met de **geïntegreerde sleutelschakelaar** vergrendelt u de hoog/laag verstelling (enkel bij elektrische), veilig voor iedereen die in uw praktijk komt wanneer u er zelf niet bent.

GYMNA STABILITY PROFILE - uw eerste keuze is stabiliteit.

- GSP garandeert u een behandeltafel met **een minimale buiging en beweging onder belasting**.
- **een solide en stabiele constructie**, waarbij - tijdens de behandeling - **uw manipulatiekracht dezelfde intensiteit behoudt**, zonder energieverlies.

OPTIE AANPASSEN BREEDTE KUSSENS

- de **standaard breedte** is 67 cm.
- u kan ook kiezen voor **smallere kussens**: 60 cm.
- of voor **breder kussens**: 77 cm.

OPTIE ELEKTRISCHE VERSTELLING RUGDEEL - handig voor therapeut en patiënt.

- bediening gebeurt door middel van ergonomisch gevormde schakelaars die zich - links en rechts - onder het kussen bevinden.
- er is een duidelijk tastbaar verschil tussen de op- en neerknoppen.
- tijdens het drukken wordt uw handpalm verlicht: groen = omhoog, rood = omlaag.

U KIEST VOOR 'CLASSIQUE' BEKLEDING KUSSENS - kunstleder van hoge kwaliteit.

- **12 kleuren**, van klassiek en tijdloos tot levendig en vrolijk.
- het **PVC kunstleder** van het type 'classique' is ftalaatvrij, slijtvast, biocompatibel en brandvertragend.

U KIEST VOOR 'PREMIUM' BEKLEDING KUSSENS - kunstleder van extra hoge kwaliteit.

- **8 kleuren**, klassiek en tijdloos.
- **LEDERLOOK EN LEDER GEWAARWORDING.**
- het **PU kunstleder** van het type 'premium' is ftalaatvrij, slijtvast, biocompatibel en brandvertragend.

U KIEST VOOR 'PROGRESSIEVE' KUSSENS - stevig en tegelijkertijd comfortabel - voor manipulaties.

- deze kussens zijn 40 mm dik en hebben een **duo-polstering met een progressieve weerstand**.
- de onderste laag heeft een 'compacte' densiteit van 100 kg/m³ en zorgt voor **de onmisbare stevigheid bij manipulaties**.
- de toplaag heeft een 'zachte' densiteit van 40 kg/m³ waardoor **de zit- en ligervaring van uw patiënt comfortabel blijft**.
- 'progressieve' kussens zijn **afgewerkt met een mooie, solide zadelsteek**.
- zowel 'classique' als 'premium' kunstleder zijn hier mogelijk.

U KIEST VOOR 'LINEAIRE' KUSSENS MET 'CLASSIQUE' KUNSTLEDER - soepel en comfortabel.

- de relatief zachte polstering van de 'lineaire' kussens zorgt voor **een aangenaam lig- en zitgevoel** bij uw patiënt.
- de polstering - speciaal voor intensief gebruik - is 40 mm dik, de densiteit is 40 kg/m³.

U KIEST VOOR 'LINEAIRE' KUSSENS MET 'PREMIUM' KUNSTLEDER.

- zoals de 'lineaire' kussens met 'classique' kunstleder hierboven maar met een **ANDERE afwerking**.
- afgewerkt met een **mooie, solide zadelsteek**.

OPTIE GEZICHTSOPENING MET ERGOMAX - patiënten-comfort en hygiëne gaan hand in hand.

- **hartvormige gezichtsopening** met afdekkussens en Ergomax gezichtskussens.
- deze gezichtsopening laat ogen en mond van uw patiënt vrij.
- het Ergomax gezichtskussen is **zacht, naadloos, waterbestendig en afwasbaar en desinfecteerbaar**.
- Ergomax is verwijderbaar en **langs 2 kanten te gebruiken**, in functie van de gelaatsvorm van uw patiënt.

OPTIE KUSSENVERWARMING - behaaglijk voor de patiënt die dat wenst.

- **optie enkel mogelijk bij 'progressieve' kussens**.
- twee verwarmings-pads, respectievelijk in het rug- en het zitdeel, zorgen voor een **comfortabele warmte**.

- de verwarming schakelt u aan of uit naar wens.
- de afstandsbediening werkt draadloos (Bluetooth).
- voor verwarmde kussens selecteert u **de gewenste temperatuur** (34 °C – 36 °C – 38 °C).
- de verwarming valt automatisch uit na 30 minuten.

I-CONTROL BEDIENING - intelligente hoog/laag instelling.

- waar u ook staat rond uw behandeltafel, met I-Control volstaat **één voetbeweging om de hoogte van uw PRO tafel in te stellen.**
- i-Control laat u toe om de voor u **optimale behandelhoogte** nauwkeurig te bepalen dankzij twee verstelmodi.
- **een continue modus** voor het ruim op en neer bewegen.
- **en een start-stop modus** voor kleine, pulserende aanpassingen van 1 à 2 cm.
- het i-Control bedieningskader is gemonteerd 'binnen' het onderstel van uw PRO behandeltafel; het steekt nergens hinderlijk uit (struikelen), en is **langs de 4 zijden van uw tafel** licht en functioneel te activeren.
- hoogteverstelling: ca. 47-97 cm.
- maximaal hefvermogen: 200 kg.

OPTIE WIELEN - instant verrijdbaar.

- **4 kwalitatieve zwenkwielen** maken het verrijden extra makkelijk.
- uw gyma.PRO behandeltafel 'op de wielen' plaatsen (en vice versa) doet u door het pedaal van het centraal wielhefsysteem (links en rechts aan het voeteneinde van uw massagetafel) naar omlaag te drukken (of even naar omhoog te trekken).

OPTIE LEDVERLICHTING ONDERKANT FRAME

- keuze uit **14 kleuren**, speciale IR afstandsbediening met AAN- UIT-knop.
- creëert extra sfeer in uw praktijk, instelbare helderheid.
- zorgt ook voor functionele ondersteuning: groen licht = omhoog, rood licht = omlaag.

Specificaties

- Afmetingen (L x B): 206 x 67 cm
- Gewicht: 86 kg
- Hoogteverstelling: 47 - 97 cm
- Hefvermogen: max. 200 kg