

Thera-Trainer Toro 670 - gerobotiseerde fietstrainer ***gymna***

Art: 563700 | Merk: **THERATRAINER**



Productinformatie

[Vraag hier uw gratis demo!](#)

De **Thera-Trainer Toro 670** is hét state-of-the-art trainingshulpmiddel voor actieve en passief ondersteunde beweging van zowel onderste als bovenste ledematen.

Deze **baanbrekende gerobotiseerde fietstrainer** is ontworpen **voor en door professionals** en speelt dan ook perfect in op de wensen van therapeuten.

- voldoet aan alle professionele eisen - zonder compromissen - en blinkt uit in **gebruiksgemak en veiligheid**.
- de **doelgerichte gamificatie en video-routes** helpen om de patiënten gemotiveerd en betrokken te houden bij hun revalidatie.

FUNCTIONEEL HERSTEL VOOR EEN GROTE DOELGROEP

De Thera-Trainer Toro bevordert het functioneel herstel bij een heel grote patiënten doelgroep.

- indicaties zijn o.a. CVA (hemiplegie), para- en tetraplegie, MS, Parkinson, Cerebral Palsy, cardiale revalidatie, ondersteuning bij nierdialyse, algemene de-conditionering ...

SPECIFIEKE KENMERKEN

- krachtige, stille motor voor soepele overgang van passief ondersteund naar actief werken
- ultiem gebruiksgemak: radiusverstelling, verwisselen van accessoires, elektrische hoogte-instelling, aanpassing van arm- naar beentrainer - alles gebeurt in 1 klik
- 3-traps radiusverstelling van de pedaalarmen: 55 mm, 85 mm en 115 mm – in te stellen zonder gereedschap
- **drempelloze toegang**, geschikt voor vrijwel alle soorten rolstoelen – geen transfer nodig
- automatische instaphulp (de voetschalen staan altijd in de juiste positie)
- geprofileerde grote voetschalen standaard voorzien van wegklapbare voetfixaties en gepolsterde kuitschalen
- unilaterale training (bij bv. amputaties) mogelijk met automatische herkenning en uitschakeling van de symmetriemodus
- veilig: geïntegreerde kantelbeveiliging en protective stopfunctie met visuele feedback via LED om de patiënt vanop afstand te observeren
- hygiënisch: gesloten structuur van zowel toestel als accessoires en de juiste materiaalkeuze maken het geheel makkelijk te reinigen en desinfecteren
- makkelijk verplaatsbaar naar verschillende ruimtes dankzij het stabiele ontwerp met brede basis en grote zwenkwielen
- voorzien van handige ophangpunten voor accessoires zodat die nergens achterblijven
- **interactieve software** met verschillende mogelijkheden: assessments, symmetrie-oefeningen, krachtoefeningen, uithoudingstraining met behulp van motiverende exer-games en videoroutes
- trainingsoverzicht en evaluatie.

STANDAARD UITRUSTING

- basisunit Toro met:
 - geïntegreerde kantelbeveiliging
 - mobility chassis
 - elektrische hoogteverstelling
 - accessoire houders
- quick release radius adapter
- voetschalen
- wegklapbare voetfixaties (art. 510757)
- gepolsterde kuitschalen (art. 563716)
- controle- en display-unit met:
 - Toro software
 - videoroutes.

Specificaties

- 10" kleurentouchscreen met Toro professional software en 50 videoroutes
- elektrische hoogteverstelling van de aandrijfunit
- motor met piekvermogen van 250 Watt, draaiend naar voor en achter
- afmetingen (L x B x H): 82-101 x 85,5 x 100-137 cm
- gewicht: +/- 63 kg
- max. gebruikersgewicht: 180 kg

- lichaamslengte gebruiker: 110 - 200 cm
- CE volgens medische richtlijn MDR 2017/715, klasse IIa