

AED buitenkast met alarm en verwarming v. defibrillator - 34 x 40 x 20 cm - groen

gymna

Art: 9135741 | Merk: [HEARTSINE](#)



Productinformatie

Plaats uw AED veilig buiten met de ARKY AED-buitenkast. Deze kast is speciaal ontworpen om ervoor te zorgen dat uw AED te allen tijde op een veilige temperatuur blijft, dankzij het ingebouwde verwarmingssysteem.

Aangezien AED's gevoelig zijn voor vorst en altijd boven een bepaalde temperatuur moeten blijven, biedt het geteste verwarmingselement betrouwbare bescherming, zelfs in omgevingen met temperaturen zo laag als -45° Celsius.