

# Toorx Plyobox 3 in 1 - 76 x 61 x 51 cm - 20 kg -

**gymna**

## hout

Art: 581622 | Merk: [TOORX](#)



## Productinformatie

### Toorx Plyo Box – 3-in-1 | Hout | Verstelbare hoogtes (51/61/76 cm)

De Toorx Plyo Box is een robuuste, veelzijdige oplossing voor functionele kracht- en plyometrische training. Ontwikkeld voor intensief gebruik, biedt deze houten plyobox drie instelbare hoogtes – **51 cm, 61 cm en 76 cm** – eenvoudig te kiezen door de box te roteren. Ideaal voor progressieve opbouw van sprongkracht, stabiliteit en neuromusculaire controle.

De constructie uit hoogwaardig hardhout, gecombineerd met interne dwarsverstevingen, maakt de box uiterst stabiel en bestand tegen herhaaldelijke belasting. Afgeschuinde randen zorgen voor extra veiligheid bij sprong- en step-oefeningen, terwijl geïntegreerde handgrepen het verplaatsen vergemakkelijken.

Een waardevolle aanvulling voor elk trainingsprogramma gericht op explosiviteit, krachtontwikkeling en motorische controle.

#### Kenmerken:

- 3-in-1 ontwerp – wissel eenvoudig tussen 51, 61 of 76 cm hoogte
- Massief houten constructie met interne versteviging
- Afgeschuinde hoeken voor veilig gebruik
- Handgrepen aan de zijkant voor makkelijk transport
- Stabiel en duurzaam – geschikt voor intensief gebruik

## Specificaties

- Afmetingen: 76 x 61 x 51 cm
- Hoogtes: 51 / 61 / 76 cm
- Materiaal: Hardhout
- Gewicht: 20 kg
- Montage vereist bij levering

De Toorx Plyo Box is ideaal voor zowel therapeutische toepassingen als sportgerichte training, waar kracht, balans en explosiviteit centraal staan.