

Kwell Xbox - 15 cm

gymna

Art: 579010 | Merk: [KWELL](#)



Productinformatie

De Kwell Xbox is een 'plyobox' leverbaar in **verschillende hoogtes** die op meerdere manieren gecombineerd kunnen worden zodat iedere patiënt of sporter op zijn ideale hoogte (plyometrisch) kan oefenen.

In alle veiligheid en comfort kan **een grote waaier aan oefeningen** uitgevoerd worden, dankzij het anti-slip oppervlak, het stevige bevestigingssysteem en zijn schokdempende structuur.

Het moderne en professionele design maakt de Kwell Xbox niet alleen handig voor functionele training, maar ook een mooi onderdeel van de oefenzaal.

- sterk velcro bevestigingssysteem, voor meer mogelijkheden en **snelle aanpassingen van de hoogte**.
- kwalitatief materiaal, comfortabel om aan te raken, mooi en duurzaam.
- verbeterd anti-slip oppervlak voor een veilige en stevige grip.
- afzonderlijk verkrijgbaar in 15 - 30 - 45 en 60 cm hoogte of als volledige set van 4.
- breedte en diepte van de 4 boxen: 90 cm & 75 cm