

HygienePRO - donkergrijs

Art: 576787 | Merk: [HYGIENEPRO](#)



Productinformatie

Een stoffen gezichtskussen gemakkelijk **desinfecteren** met **hoog ligcomfort?**

Dat kan door de vochtwerende laag aan de binnenkant en de zeer zachte stof aan de buitenkant.

Alle vloeistoffen en vuil worden tegengehouden. Hierdoor is het mogelijk om het kussen zonder probleem met alkoholspray te desinfecteren.

Zweet, massagecrème, bloed, vocht, ... u veegt deze met een papertje of doek af. Het gezichtskussen is **vlekkenbestendig!**

Specificaties

- Afmetingen: 30 x 27 x 4,5 cm
- Afwasbaar en desinfecteerbaar.
- Te wassen in de wasmachine op 30°C.
- De overtrek is afgewerkt met een rits.
- Kussen + overtrek inbegrepen.