

Armmanchet Carepump - 6 kamers

gymna

Art: 119210 | Merk: CAREPUMP



Productinformatie

Armmanchet voor CarePump Lite6 – Comfortabele drukmassage

De armmanchet is ontworpen voor een comfortabele, aanpasbare drukmassage van arm en hand, volledig instelbaar via het CarePump Lite6 toestel. Het 6-kamersysteem met overlappende kamers zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling en voorkomt dat het vocht zich terugtrekt tijdens de behandeling.

Belangrijkste kenmerken:

- 6 overlappende kamers: gelijkmatige drukverdeling voor een comfortabele massage.
- Extra gordel rondom de romp: houdt de manchet goed op zijn plaats, ook wanneer de patiënt zit.
- Volledige rits: eenvoudig aan- en uit te trekken.
- Stevige slangen en hoogwaardig materiaal: duurzaam en gemakkelijk schoon te maken.
- Universele pasvorm: past zich na opblazen perfect aan de arm aan.
- Compatibel met CarePump Lite6.

Dankzij de extra gordel en het slimme kamersysteem kan de patiënt de manchet gemakkelijk dragen tijdens het zitten, voor een comfortabele en stabiele ervaring.