

Thermoval kids flex thermometer

gymna

Art: 9136120 | Merk: [HARTMANN](#)



Productinformatie

Elektronische koortsthermometer met extra korte meettijd en een flexibele tip.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Met extra groot LCD display
- een start-/stopknop
- Toont de gemeten temperatuur in °C
- Geeft de status van de batterijen weer
- Piepsignaal bij einde meting
- Automatische start/stop functie
- Geheugenfunctie met de laatst gemeten waarde
- Waterdicht

Meet sneller dan de bestaande standaard digitale elektronische thermometers:

- rectale meting : 10 à 15 sec
- orale meting : 10 à 30 sec
- axillaire meting : 10 à 40 sec

INHOUD

- Thermoval® kids flex thermometer
- Transparant beschermetui
- Gebruiksaanwijzing