

LMX ballenrek - 9 oefen-/zitballen

gymna

Art: 562717



Productinformatie

Houd uw praktijk of oefenruimte netjes en overzichtelijk met het LMX ballenrek. Dit stevige, verticale opbergrek biedt plaats aan maar liefst **9 gymballen**, zodat u uw trainingsmateriaal veilig en georganiseerd kunt opbergen.

Dankzij het **compacte vloeroppervlak** van slechts 83 x 68 cm benut u de beschikbare ruimte optimaal. Met een **hoogte van 193 cm** is dit opbergrek ideaal voor kinesithérapiepraktijken, revalidatiecentra, fitnessruimtes en andere oefenomgevingen waar efficiënt ruimtegebruik belangrijk is.

De stijlvolle matzwarte afwerking zorgt voor een professionele uitstraling en past perfect in elke praktijk. Het rek is geschikt voor alle formaten gymballen, zodat u uw gymballen overzichtelijk en binnen handbereik kunt bewaren.

Specificaties

- Kleur: Mat zwart
- Lengte: 83 cm
- Breedte: 68 cm
- Hoogte: 193 cm