

Hoogteverstelling met wielen - Thera-Trainer tigo ***gymna***

Art: 524176



Productinformatie

- frame voor gebruik van elke THERA-Trainer Tigo door personen met korte benen of kinderen. Ook voor geschikt voor (elektrische) rolstoelgebruikers.
- de THERA-Trainer wordt op het frame bevestigd.
- het frame is verstelbaar van 5 tot 15 cm hoog.
- verschillende hoogte voor en achter mogelijk.
- zeer stabiel dankzij grote rubberen doppen.
- voorzien van wielen voor het makkelijk verplaatsen het apparaat.