

Rodisonic contact gel - 250 ml

gymna

Art: 1834194



Productinformatie

Ultrasone transmissiegel voor uitwendig onderzoek.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- waterige, niet vette gel
- pH 5-7
- goed afwasbaar
- vrij van parfum, kleurstoffen en geneesmiddelen

TIP: om verlies van viscositeit na lange tijd te vermijden, Rodisonic best beschut houden tegen zonlicht.

OPTIES

- 250 ml
- 500 ml
- 5 l