

Strapit Active Tape V2 - beige met zwart patroon - ***gymna***

5 cm x 5 m

Art: 586464 | Merk: [STRAPIT](#)



Productinformatie

De **Strapit Active Tape** is een rekbaar tape in vier richtingen die beweging ondersteunt, spieren ontlast en het herstel bevordert. Dankzij de unieke elasticiteit (tot 250%) en sterke zelfklevende eigenschappen is deze tape ideaal bij spier- en peesblessures, gewrichtsontlasting, groeipijnen of na een operatie.

De tape is ontworpen door Australische sportkinesitherapeuten en combineert een technische nylon-lycra mix met waterafstotende technologie en hoogwaardige Japanse lijm. Hierdoor blijft hij perfect zitten, ook bij intensieve inspanningen, zweten of contact met water.

De tape wordt aangebracht in een gebogen gewrichtspositie om het spier- en bewegingsapparaat optimaal te ondersteunen tijdens dynamische bewegingen. Het ademende en hypoallergene materiaal zorgt voor maximaal comfort, zelfs bij langdurig gebruik.

Voordelen:

- **Rekbaar tot 250%** – ondersteunt zonder te beperken
- **Rekt in 4 richtingen** – in de lengte én in de breedte
- **Bewegingsactivatie** – ideaal bij coördinatieproblemen of overbelasting
- **Waterbestendig & ademend** – blijft kleven bij sport, douchen of zwemmen
- **Zelfklevend op huid én op zichzelf** – geschikt voor meerlaagse toepassingen

- **Hypoallergeen** – latex- en zinkoxidevrij, zacht voor de huid
- **Uniek design** – geïnspireerd op Hopi- en Maya-motieven
- **Afmetingen** – 5 cm breed x 5 meter lang