

Mobile apparatenwagen

gymna

Art: 320804.N | Merk: [GYMNA](#)



Productinformatie

Praktische apparatenwagen:

- 2 houten leggers (47 x 48 cm), waarvan 1 met een lade in kunststof.
- afstand tussen de leggers is instelbaar.
- ingewerkte flaconhouder.
- 4 gelagerde rolwielen waarvan 2 met rem.
- beugel voor het opbergen van kabels: geen kabels meer die in de knoop raken.
- kleur medisch wit.