

BH PL serie - Hip thrust - excl. gewichten

gymna

Art: 564875



Productinformatie

De Hip thrust is een toestel voor het selectief trainen van de gluteï.

- in hoogte verstelbare stoel en bekkenrol
- gewichtsschijven kunnen aan 2 zijden worden opgeborgen
- gewichtsschijven met opening van 50 mm - niet meegeleverd

Specificaties

- Afmetingen (l x b x h): 161 x 160 x 110 cm
- Gewicht: 120,4 kg
- Max. belastbaarheid: 200 kg