




Productinformatie

LogiTurn is een educatief matching-spel waarbij taken uit verschillende onderwerpen op een speelse manier worden getraind. Er zijn verschillende taakkaarten op het gebied van wiskunde, kunst en wetenschap. Het houten speelbord is als het ware een "analoge tablet" dat de kinderen in staat stelt de opdrachten op een "scherm" op te lossen.

Het doel van het spel is de voorgestelde verbanden op te lossen door verschillende elementen met elkaar in verband te brengen. De opdrachtkaarten zijn gemakkelijk te verwisselen en er kan gekozen worden tussen 2 moeilijkheidsgraden. De antwoorden kunnen zelfstandig worden gecontroleerd.

Het spel stimuleert:

- de cognitieve ontwikkeling en de concentratie
- taal- en communicatievaardigheden
- visueel en logisch redeneervermogen door te draaien aan kleine knopjes
- fijne motoriek en de hand-oog coördinatie