

# Nohrd Squat rack - eiken

***gymna***

Art: 566602 | Merk: [NOHRD](#)



## Productinformatie

**Functionele krachtoefeningen** met een squat rack, maar toch **niet veel ruimte** in uw praktijk? Met het Nohrd squat rack hebt u dé ideale oplossing. Het geheim zit in twee slanke houten kolommen: het rack schuift moeiteloos uit deze twee kolommen tot een robuust trainingsplatform. Wil je de ruimte voor andere doeleinden gebruiken, dan klap je het trainingsrack in een minimum van tijd terug in.

### ALGEMENE KENMERKEN

- uniek design in hout en roestvrij staal.
- keuze uit eik of walnoot.
- gepatenteerd systeem: in twee fasen uitschuifbaar tot 70 cm.
- standaard geleverd met 2 haltersteunen - in te stellen op 15 verschillende hoogtes .
- belastbaar tot 200 kg.
- excl. halterstang (art. ) en gewichtsschijven (art.) .
- excl. veiligheidsstop (art. 566.606)