

# Dynamometer Digitaal - Easyforce

***gymna***

Art: 577468 | Merk: [MELOQ](#)



## Productinformatie

### Kwantificeer spierkracht eenvoudig, snel en objectief

De EasyForce is dé digitale dynamometer voor professionals die spierkracht betrouwbaar willen meten. Waar traditionele testen vaak subjectief blijven, geeft EasyForce directe, nauwkeurige en reproduceerbare data. Zo kunt u behandelingen onderbouwen en eenvoudig aantonen welke vooruitgang een patiënt of sporter boekt.

### Waarom kiezen voor de EasyForce?

- Objectieve metingen: geen schattingen, maar harde cijfers.
- Snelle resultaten: binnen enkele seconden een duidelijke meting.
- Gebruiksvriendelijk: compact, draadloos en makkelijk in de praktijk te integreren.
- Motiverend voor de patiënt: dankzij het duidelijke display ziet de patiënt meteen zijn vooruitgang.
- Onderbouwde therapie: ondersteunt bij het opstellen én verantwoorden van behandelplannen richting verzekeraars.
- Praktisch in elke setting

Of het nu gaat om revalidatie na een blessure, het opvolgen van progressie in sportrevalidatie of het aantonen van behandelresultaten voor verzekeringen: met de EasyForce heeft u altijd betrouwbare data bij de hand. Dankzij het lichte en ergonomische design is het toestel gemakkelijk mee te nemen en te gebruiken in verschillende testposities.